



Sie erhalten hiermit das spezielle Blutentnahme-Röhrchen (Lithium-Heparin mit DTT, grün) zur Bestimmung des Azathioprin-Spiegels.

Dieses lagern Sie bitte bei **-20°C**. Die Röhrchen müssen **1 Stunde** vor der Blutentnahme aus dem Tiefkühler genommen werden. Die Blutentnahme kann wie gewohnt durchgeführt werden. Zusätzlich benötigen wir ein EDTA-Vollblut für die Bestimmung der Erythrozyten-Zahl (alternativ schicken sie uns bitte den Praxiswert mit).

Die Proben müssen gleichentags und ungefroren dem Kurier mitgegeben werden. Die Proben sind 24h bei Raumtemperatur stabil.

