

Analyse im Urin	Spontanurin*	24h-Sammelurin	24h-Sammelurin mit HCl	Bemerkung zum Probenmaterial
Urinstatus (Urinstix / Urinsediment)	●	●	●	
Schwangerschaftstest	●	●	●	
Albumin / Protein gesamt	●	●	●	
Proteinuriedifferenzierung	●	●	●	
Immunfixation (Bence-Jones)	●	●	●	
Kreatinin	●	●	●	
Kreatinin-Clearance	●	●	●	plus Serum
Harnsäure	●	●	●	nicht kühlen
Harnstoff	●	●	●	
Natrium / Kalium / Chlorid	●	●	●	
Osmolalität	●	●	●	
Calcium / Phosphat	●	●	●	
Oxalat / Citrat	●	●	●	Diät beachten
Cortisol, frei	●	●	●	
Metanephrine / Homovanillinsäure / Vanillinmandelsäure	●	●	●	Diät beachten
Katecholamine / 5-Hydroxy-Indolessigsäure	●	●	●	Diät beachten
Porphyryne / PBG / Aminolävulinsäure	●	●	●	lichtgeschützt
Drogennachweis	●	●	●	
Allg. Bakteriologie (inkl. Resistenztestung)	●	●	●	
STD-Block	●	●	●	Erststrahlurin

● Empfohlenes / bevorzugtes Material ● Möglich ● Nicht möglich

* Bei qualitativen Nachweisen (z.B. Schwangerschaftstest, Drogennachweis, Mikrobiologie) wird der erste Morgenurin empfohlen. Bei quantitativen Bestimmungen z.B. Proteinurie-Differenzierung) ist der zweite Morgenurin die empfohlene Urinportion.